


CDをUSB機器に録音する

- USB機器をMTP接続したときは、「CDをMTP接続されたUSB機器に録音する」をご覧ください。

1 USB機器を接続する


2 録音したいCDを準備する




CDの再生が始まります。

- CDの全曲を録音したいときは、**[■]**を押して停止させます。
- 1曲だけ録音したいときは、再生中に**[◀◀]**/**[▶▶]**で録音したい曲を選びます。

3 [USB REC] を押す




4 曲の録音先を選ぶ



- USB機器に「Music」フォルダがないときは、自動で作成されます。
- **[音量/スクロール]**を回してお好みのフォルダを選ぶことができます。
- フォルダを選んでいるときに**[決定]**を押すと、フォルダの中が表示されます。戻るときは、**[メニュー]**を押します。
- 空のフォルダを選んで**[決定]**を押すと「表示する内容がありません」と表示され、約5秒で戻ります。

5 [USB REC] を押す

録音画面が表示され、録音が始まります。



録音が終了すると、「データベース更新中」と表示されます。

- 録音を途中でやめるときは、**[■]**を押します。

6 「録音が終了しました OK」と表示されたら、**[決定]**を押す